



## Scheda Tecnica

Descrizione Articolo	ActiMaris® - Wound Gel
<p><b>Descrizione</b></p>  	
<p><b>1. Profilo Prodotto</b></p> <p>Il gel per ferite ActiMaris® è composto da acqua ionizzata alcalina con sale marino (3%), NaOCl (0,2%), ossigeno attivo (<sup>1</sup>O<sub>2</sub>) e Litio Magnesio Sodio Silicato. Il gel per ferite ActiMaris® ha un effetto nascente quanto interagisce con la mucosa, la pelle e la ferita. L'ipoclorito di Sodio ed il sale eliminano i patogeni tipici della ferita senza danneggiare il tessuto. È stato testato un effetto di decontaminazione positivo contro MRSA / VRE. L'effetto ossidativo dell'ossigeno singoletto (<sup>1</sup>O<sub>2</sub>) e la soluzione ipertonica di sale marino sono anche responsabili della neutralizzazione degli odori provenienti dalle ferite. Il pH alcalino del gel per ferite ActiMaris® supporta il rilascio di ioni OH (come parte di un sistema redox naturalmente bilanciato) e inoltre, controlla il rilascio di ossigeno. Il sale marino contiene cloruro di sodio come ingrediente principale (NaCl = 98%) e alogenuri al 2%. L'elevata salinità della soluzione per l'irrigazione del gel per ferite ActiMaris® a sua volta garantisce un effetto iperosmotico ottimale in modo che qualsiasi gonfiore della ferita si attenui rapidamente.</p> <p><b>2. Campi di Applicazione</b></p> <p>Il gel per ferite ActiMaris® è adatto:</p> <p>Per la pulizia, l'umidificazione, la decontaminazione, la dissoluzione del biofilm, debridement fisiologico e del gonfiore, per creare un «microambiente» ottimale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traumi meccanici acuti (lacerazioni cutanee, morsi, tagli e abrasioni, screpolature e contusion) e ferite post-operatorie</li> <li>• ferite croniche (ulcere da decubito, ulcere artero-venose, ulcere diabetiche)</li> <li>• ferite necrotiche, maleodoranti e tumori ulceranti, anche con cavità</li> <li>• Traumi termici (ustioni dal 1° al 3° grado)</li> <li>• Accessi del catetere e tubi PEG e sistemi di drenaggio</li> <li>• Ulcere venose</li> </ul> <p><b>Per il trattamento locale della pelle e delle mucose nei processi infiammatori e infettivi.</b> <b>Per la prevenzione dell'infezione della mucosa e della pelle, ustioni e altri tipi di ferite. Per utilizzo come riempitivo per le ferite.</b></p>	

Specifiche						
Tipo di preparazione	Aspetto	Valore PH	Informazioni Generali di Sicurezza	Controindicazioni	Interazioni	Smaltimento
Gel chiaro	Pronto all'utilizzo, gel chiaro	Ø 9.5	Non mescolare con altri prodotti chimici o combinare con altri prodotti. Utilizzare solo pacchetti integri. Adatto solo per uso esterno. Prodotto medico - Tenere lontano dalla portata dei bambini!	Poiché non è mai possibile escludere allergie, le soluzioni per l'irrigazione delle ferite ActiMaris® o il gel per ferite ActiMaris® non devono essere utilizzate con allergie note o sospette a nessuno dei suoi ingredienti.	Non combinare con: - Altri prodotti per l'irrigazione delle ferite - Soluzioni contenenti argento, iodio o biguanide	I gel per ferite ActiMaris® possono essere smaltiti in un sistema standard di depurazione delle acque reflue.

Dimensioni				
Codice Articolo	Quantità di riempimento netta	Unità di imballaggio	GTIN (tubo)	Confezioni
30220	20 g	1 pezzo	7649989411105	70 pezzi
30250	50 g	1 pezzo	7649989411402	

Composizione ed informazioni tecniche
<p><b>Acqua, sale marino, Litio Magnesio Sodio Silicato, ipoclorito di sodio.</b></p> <p>Soluzione limpida, incolore, alcalina e ipertonica con odore caratteristico; Contiene 3% di sale marino (Sal Maris) e 0,2% di NaOCl.</p>

Norme speciali per lo stoccaggio
<p><b>Conservazione:</b> deve essere conservato a temperatura ambiente tra + 5° e + 25° C. Proteggere dalla luce solare diretta.</p> <p><b>Periodo di utilizzo:</b> la durata è di 30 mesi. La data di scadenza è sulla confezione. Dopo aver aperto il prodotto, il periodo di tolleranza è di 3 mesi; chiudere sempre il prodotto dopo l'utilizzo.</p>

ActiMaris AG  
Sandgrube 29  
9050 Appenzell  
SWITZERLAND

Fon: +41 71 505 75 25  
Fax: +41 71 505 75 24

[www.actimaris.com](http://www.actimaris.com)  
[info@actimaris.com](mailto:info@actimaris.com)

ActiMaris AG



natural medical solutions

Data di scadenza	Classificazione	Direttiva EU 93/42	CE	Produttore
2,5 anni	Classe IIb	Annex II, Rule 4	CE 1250	ActiMaris AG Sandgrube 29 9050 Appenzell SWITZERLAND Fon: +41 71 505 75 25 Fax: +41 71 505 75 24 <a href="http://www.actimaris.com">www.actimaris.com</a> <a href="mailto:info@actimaris.com">info@actimaris.com</a>