



Caratteristiche Tecniche

Descrizione Prodotto	SPRAY OROFARINGEO ActiMaris®
<p>Descrizione</p>  	<p>1. Profilo Prodotto</p> <p>Soluzione ipertonica alcalina di acqua di mare ionizzata (concentrazione NaCl 3,0%) e sodio ipoclorito NaOCl (0,2%). Agisce su base Bio-fisica: Il sale marino e l'ipoclorito di sodio hanno un effetto antinfiammatorio e antimicrobico. ActiMaris® Spray OROFARINGEO idrata e deterge interagendo con la mucosa buccale. ActiMaris® Spray OROFARINGEO è applicabile sulla superficie delle mucose perché grazie alla sua composizione in sali ed oligoelementi, ne rispetta la fisiologia. Grazie alla sua ipertonicità ed iperosmolarità, la soluzione ha un effetto decongestionante: dissolve le placche e scioglie le secrezioni oro-faringee, riducendo l'infiammazione a carico delle mucose stesse. Grazie a questo effetto purificante ed alla capacità di dissoluzione delle secrezioni, lo spray OROFARINGEO ActiMaris® , riduce le difficoltà di deglutizione e la sensazione di malessere connessa. ActiMaris® Spray è un efficiente e veloce antimicrobico. Il sale marino e l'ipoclorito di sodio sono conservanti naturali e garantiscono una lunga stabilità della soluzione spray ActiMaris® OROFARINGEO.</p> <p>Lo Spray ActiMaris® OROFARINGEO non contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • antibiotici • alcool • cortisone • xilometazolina (decongestionante) <p>2. Indicazioni d'uso</p> <p>ActiMaris® Spray OROFARINGEO può essere utilizzato sia a scopo profilattico che terapeutico per infiammazioni e infezioni della cavità orale, della faringe e della laringe, come per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infiammazione delle gengive, stomatite, afte • Dopo interventi chirurgici dentali • Glossite (afezione della lingua) / infiammazione mucosa cavo orale • Tonsillite / tonsillo-faringite • Secchezza della bocca e della gola (faringite granulosa secca) • Laringite posteriore (con esofagite da reflusso) /Laringite acuta e cronica • Alitosi • Post-operatorio (dopo interventi chirurgici nell'area della bocca / gola) • Profilassi dei germi resistenti MRSA / VRE

Specifiche						
Preparazione	Aspetto	PH	Informazioni di sicurezza	Controindicazioni	Interazioni	Smaltimento
Soluzione pronta all'uso	La soluzione è già pronta all'uso; appare come un fluido chiaro con un odore caratteristico.	Ø 9.5	Non deve essere mescolato con altre soluzioni contenenti sostanze attive come iodio, biguanidi o argento. Va applicato solo sulle mucose dei tratti specificati (gola, faringe, laringe) e secondo i quantitativi indicati. Va tenuto fuori dalla portata dei bambini.	Non utilizzare in caso di dichiarate e/o sospette allergie ad uno dei componenti.	Non usare insieme a: - Altri spray nasali - Soluzioni contenenti argento, iodio o biguanide	Può essere smaltito in qualsiasi sistema di acque reflue (lavandino).

Dimensioni					
Numero Oggetto	Volume Totale	Dosaggio	Unità di Vendita	GTIN (bottiglia)	Unità per Confezione
33150	50 ml	200 µl	1 pezzo	7649989411464	70 pezzi.

Composizione
Contiene sale marino 3,0 % (Sal Maris) e NaOCl 0,2 %.

Metodo di conservazione
<p>Conservazione: Deve essere conservato a temperatura ambiente tra +5 ° e +25 ° C. Va protetto dalla luce solare diretta</p> <p>Durata di utilizzo: La confezione integra ha durata di 30 mesi. La data di scadenza si trova sulla confezione. Dopo aver aperto il prodotto, il periodo di tolleranza è di 3 mesi. Chiudere sempre il prodotto ermeticamente dopo l'uso</p>

Scadenza	Classificazione	Prodotto da
2,5 anni	Class I acc. to EU directive 93/42 EWG 	ActiMaris AG Sandgrube 29 + 9050 Appenzell SWITZERLAND Tel.: +41 71 505 75 25 Fax: +41 71 505 75 24 www.actimaris.com info@actimaris.com